



РЕБУСМЕД

ВЕТЕРИНАРНЫЕ
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
АППАРАТЫ



Рентгенодиагностический аппарат с фиксированной позицией стола

АРВЕТ СТАНДАРТ



Варианты исполнения



С портативным генератором 5.1 кВт

Спецификация

Генератор	Максимальная мощность на выходе	5.1 кВт
Коллиматор	Подсветка коллиматора (LED)	Более 100 лк
	Коллиматор	трех-позиционное АПР, с электроприводом
	Автоматическое измерение SID	УЗ сенсор
Механика	Размер поверхности стола	1200 X 600 мм
	Расстояние до детектора (SID)	SID 1000 мм (40 in.)- Фиксированный
	Перемещение	ручное с электромагнитным тормозом

Рентгенодиагностический аппарат с плавающим столом

АРВЕТ СТАНДАРТ ПЛЮС



Варианты исполнения



Моноблоки 20 и 32 кВТ



Моноблок 5.1 кВТ

Спецификация

Генератор	Максимальная мощность на выходе	5.1 кВт/ 20кВт/ 32кВт
Коллиматор	Подсветка коллиматора (LED)	Более 100 лк
	Коллиматор	трех-позиционное АПР, с электроприводом
	Автоматическое измерение SID	УЗ сенсор
Механика	Размер поверхности стола	1500 X 600 мм
	Расстояние до детектора (SID)	SID 1000 мм (40 in.)- Фиксированный
	Поперечный ход стола	+/- 80 мм
	Продольный ход	+/- 275 мм
	Перемещение	ручное с электромагнитным тормозом

Рентгенодиагностический аппарат с подъемным столом

АРВЕТ
МАКСИМУМ



Варианты исполнения



Моноблоки 20 и 32 кВТ



Моноблок 40 кВт

Спецификация

Генератор	Максимальная мощность на выходе	20 кВт/ 32 кВт/ 40 кВт
Коллиматор	Подсветка коллиматора (LED)	Более 100 лк
	Коллиматор	трех-позиционное АПР, с электроприводом
	Автоматическое измерение SID	УЗ сенсор
Механика	Размер поверхности стола	1500 X 600 мм
	Вертикальное перемещение	200 ~ 810 мм
	Плавающий стол (в двух осях)	+/- 325
	Продольный ход	+/- 275 мм
	Вращение трубки	+/- 90°
	Расстояние до детектора (SID)	SID 1000 ~ 1800 мм (40 ~ 72 in.)
	Перемещение	Вертикальное и продольное с электроприводом



РЕБУСМЕД

ВЕТЕРИНАРНЫЕ
РЕНТГЕНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ
АППАРАТЫ

